

EXPERIÊNCIA # 3

Estudo de vórtice

Objetivo


Estudo de vórtice forçado. Medição do perfil da superfície livre e da distribuição da carga total (energia específica total) em função da distância ao centro do movimento.

Descrição geral do equipamento

Tanque transparente apoiado num suporte rotativo. O sistema é colocado em rotação através de um motor elétrico, controlado por um reóstato (resistência variável). É possível realizar medições da cota da superfície livre e da carga total utilizando um suporte transversal graduado, equipado em alternância com uma sonda vertical e com um tubo de Pitot.

Método experimental

Uma quantidade fixa de água está dentro do tanque em rotação. Sobre o fluido em rotação sólida (isto é como se fosse um sólido em rotação) são medidos o perfil (cota = altitude em m) da superfície livre e a carga (energia/kg em J/kg) em função da distância ao centro de rotação do tanque. Devido à força centrífuga, a água ‘empilha-se’ ou é projetada junto às paredes internas do tanque (efeito centrifugação das máquinas de lavar roupa).



Reóstato

Interruptor

TEORIA

Na equação de Bernoulli a energia específica total, ou *carga total* (“total head”) \mathcal{H} ($\text{J/kg}=\text{m}^2\text{s}^{-2}$) $\left(H = \frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz \right)$, permanece constante ao longo de uma linha de

corrente. No entanto, esta equação não dá informação sobre como é que \mathcal{H} varia de uma linha de corrente para outra.

Nesta experiência vamos analisar um exemplo do tipo de escoamentos em que o movimento das partículas de fluido se faz em torno de um ponto fixo (centro), produzindo uma estrutura dinâmica geralmente designada por vórtice (redemoinho). Pode afirmar-se, que neste tipo de movimentos o módulo da velocidade (celeridade u) das partículas dependerá da distância r ao centro ($u = f(r)$). As linhas de corrente são circulares e portanto perpendiculares à direção radial.

A equação dinâmica deste tipo de movimentos exprime o equilíbrio entre o gradiente radial da pressão e a aceleração centrífuga

$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{dr} (p + \rho g z) = \frac{u^2}{r} \Leftrightarrow \frac{d}{dr} \left(\frac{p}{\rho g} + z \right) = \frac{u^2}{g r} \quad (1)$$

em que p é a pressão estática a que está sujeito o fluido e $\rho g z$ é a pressão devida à força da gravidade. Por definição, a *altura de carga total* $H = \mathcal{H}/g$ é dada por

$$H = \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} + z \quad (2)$$

Diferenciando em ordem a r e utilizando (1)

$$\frac{dH}{dr} = \frac{u}{g} \left(\frac{du}{dr} + \frac{u}{r} \right) \quad (3)$$

As equações (1) e (3) dão-nos a variação da *carga piezométrica* $\left(\frac{p}{\rho g} + z \right)$ e da altura de carga total H através das linhas de corrente de um vórtice.

Vórtice forçado

Um caso simples com particular interesse é o vórtice forçado, em que o fluido está sujeito a uma rotação “sólida” e por isso $u = \Omega r$, sendo Ω a velocidade angular (*rad/s*) de rotação e r a distância ao centro de rotação. No vórtice forçado o escoamento é rotacional, dado que a vorticidade $rot(\vec{v}) = \nabla \times \vec{v} \neq 0$ e H varia através das linhas de corrente. No caso de rotação sólida, o módulo da vorticidade é 2Ω ¹

¹ **Nota** – Um escoamento diz-se rotacional ou irrotacional, consoante o movimento dos elementos de fluido se faz ou não com rotação em torno de si próprios. Podem existir vórtices irrotacionais.

Condições: $\Omega = cte$; $u = \Omega r$ (figura em baixo do lado esquerdo).

Pela equação (1) vem

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{p}{\rho g} + z \right) = \frac{\Omega^2 r}{g} \quad (4)$$

pelo que, se integrarmos em r , virá

$$\frac{p}{\rho g} + z = \frac{\Omega^2 r^2}{2g} + C \quad (5)$$

onde C é uma constante de integração. Considerando a pressão atmosférica como a pressão de referência, temos que na superfície livre do fluido $p=0$. Tomando como cota de referência ($z=0$), a cota da superfície livre no centro, temos $z=0$ em $r=0$. Conclui-se assim que $C = 0$.

A equação (5) permite deste modo obter a forma da superfície livre (superfície em que $p=0$)

$$z = \frac{\Omega^2}{2g} r^2 \quad (6)$$

Substituindo $u = \Omega r$ na equação (3) vem



$$\frac{dH}{dr} = \frac{\Omega r}{g} (\Omega + \Omega) = 2 \frac{\Omega^2 r}{g} \quad (7)$$

e integrando em r obtém-se

$$H = \frac{\Omega^2 r^2}{g} + C' \quad (8)$$

Como à superfície $H=0$ em $r=0$ (ver eq. 2), a constante de integração é $C' = 0$. A dependência da altura de carga total com a distância r é então descrita por:

$$H = \frac{\Omega^2}{g} r^2 \quad (9)$$



Procedimento experimental

- Ligue o interruptor do motor e rode lentamente o botão do reóstato (botão da parte superior do aparelho) até ao máximo. O tanque cilíndrico adquire uma rotação de aproximadamente 40 rpm (rotações por minuto), correspondente a um período de rotação de 1.5 s. Meça com o cronómetro, o tempo T (em s) de 10 rotações completas (seguindo uma das 3 tiras coloridas coladas no tanque) e obtenha a velocidade angular $\Omega = (10 \times 2\pi)/T$ (rad/s). Atenção às partes móveis do motor. A correia de transmissão do motor ao tanque, pode eventualmente saltar tendo de ser recolocada.
- Instale a **sonda vertical** metálica no respetivo suporte e desloque-a lateralmente na horizontal a posição $r = 0$ (centro) medido a posição r na régua do suporte transversal, graduada em cm.
- Escolha 10 valores diferentes da distância r ao centro do tanque (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cm) e meça (na escala vertical em cm) para cada valor de r o valor de $d_s(r)$ da cota da ponta da sonda metálica. A altura da superfície livre para r será $z = d_s(0) - d_s(r)$.
- Substitua a sonda vertical pelo **tubo de Pitot** e meça a altura da água (em cm) no interior do tubo para $r=15,16,17,18$ cm. A abertura inferior do tubo de Pitot deve opor-se à direcção do movimento.

Cálculos

1. Represente graficamente a cota da superfície livre: $z = d_s(0) - d_s(r)$ (fórmula 6) e H (fórmula 9) em função de r (distância ao centro), a partir de $r=0$.
2. Represente graficamente z e H em função de r^2
3. A partir dos gráficos obtidos, analise e discuta os resultados obtidos e a validade das relações (6) e (9). Em ambos os casos, faça uma regressão linear e calcule os respetivos declives m . A partir daí infira o valor da velocidade angular e compare-a com a medida diretamente a partir da contagem do número de rotações por minuto (Nota: $\Omega=2\pi/\text{período de rotação}$).

Valores medidos

Medição do perfil da superfície livre

Distância r ao centro (cm)	d_s (cm)	z
r=0		

Tempo T de 10 rotações (s)	
----------------------------	--

Medição da altura de carga no tubo de Pitot

Distância ao centro r (cm)	H (cm)
r=15 cm	